

SecureVell

TELINI ANTICONTAGIO PER SEDUTE E ACCESSORI



**DISPOSITIVI MEDICI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA CONTATTO CON LE SUPERFICI INFETTE**



Dispositivi Medici per la prevenzione e il contenimento del contagio da contatto con le superfici infette

SecureVell è la soluzione per prevenire il contagio ed evitare il contatto con le superfici infette. SecureVell: protezione contro virus e batteri.

Il Telino per sedute ed accessori contro Virus e Batteri

RIUTILIZZABILE: può essere lavato e disinfettato senza smaltirlo al primo utilizzo;

RESISTENTE A VIRUS E BATTERI: impedisce la penetrazione del virus dall'utilizzatore alla superficie e dalla superficie all'utilizzatore;

DESIGN UNIVERSALE: progettato per adattarsi ad ogni seduta (a scuola, in viaggio, al cinema, in ufficio...)



Dispositivo Medico di Classe I non sterile marcato CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745

Realizzato in materiale polimerico PU/PES

RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DI VIRUS
ISO 16604

DISINFETTABILE ED IGIENIZZABILE
70% etanol ed altri disinfettanti
(non utilizzare prodotti a base di ipoclorito di sodio)

ANTIBATTERICO
ISO 20743-2

LAVABILE AD ALTE TEMPERATURE
95° (massimo dieci lavaggi o a secco)

IGNIFUGO
BS 7175 crib 5

STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE
134° / 5 min (massimo 20 cicli di sterilizzazione)

CERTIFICATO OEKO-TEX®

BIOCOMPATIBILE
ISO 10993

PRIVO DI LATTICE

ANTIFUNGO
ASTM G 21-96

TRASPIRANTE
ISO 15496

NON CITOTOSSICO
ISO 10993-5 e ISO 10993-12

IMPERMEABILE
EN 20811

NON IRRITANTE
ISO 10993-10 e ISO 10993-1



	CODICE A BARRE	CODICE PRODOTTO/ TIPOLOGIE DI SUPERFICI	DESCRIZIONE PRODOTTO E AMBITO DI UTILIZZO	DIMENSIONI MAX cm.
	 A981240144	D01-001-1 CARROZZINA	(MOD.1) Telino di prevenzione e contenimento contagio per carrozzina (es.: Comoda, comodina, elettronica, seggiolone polifunzionale e sistema di postura, carrozzina standard chiudibile oppure basculante c/postura)	60 x 120
	 A981240157	D01-002-1 SEDUTA SCUOLA ELEMENTARE	(MOD.2) Telino di prevenzione e contenimento contagio per sedie/sedile (es.: sedia alunno scuola elementare, media e superiore, sedia d'attesa, operativa, girevole, conference, autobus, sedile auto, aereo, treno, cinema, poltrona direzionale di vario genere, poltrona medica)	35 x 85
	 A981240169	D01-002-2 SEDUTA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE		40 x 95
	 A981240171	D01-002-3 SEDUTA OPERATIVA, GIREVOLE, CONFERENCE SEDIA D'ATTESA		50 x 110
	 A981240183	D01-002-4 SEDUTA AUTOBUS, AEREO, TRENO, AUTO, POLTRONA MEDICA, DIREZIONALE		60 x 140
	 A981240195	D01-003-1 SEDILE/SCHIENALE	(MOD.3) Telino di prevenzione e contenimento contagio per sedile/schienale (es.: sedile e/o schienale carrozzina)	60 x 60
	 A981240207	D01-004-1 BANCO SCUOLA ELEMENTARE	(MOD.4) Telino di prevenzione e contenimento contagio banco/scrivania/cattedra (es.: banco alunno scuola elementare, media e superiore, cattedra professore, scrivania ufficio)	65 x 50
	 A981240219	D01-004-2 BANCO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE		75 x 55
	 A981240221	D01-004-3 CATTEDRA SCRIVANIA		125 x 75
	 A981240233	D01-004-4 CATTEDRA SCRIVANIA		135 x 75
	 A981240245	D01-004-5 CATTEDRA SCRIVANIA		145 x 75
	 A981240258	D01-005-1 CUSCINO/SCHIENALE	(MOD.5) Foderina a molla di prevenzione e contenimento contagio per cuscino/schienale (es.: sedile o schienale carrozzina)	38 x 38
	 A981240260	D01-005-2 CUSCINO/SCHIENALE		60 x 60
	 A981240272	D01-006-1 BRACCIOLI	(MOD.6) Foderina di prevenzione e contenimento contagio per braccioli (coppia) (es.: braccioli carrozzina/braccioli poltrona o sedia di vario genere)	40 x 22

**Le dimensioni massime indicate, si riferiscono alla dimensione massima della superficie da coprire

	CODICE A BARRE	CODICE PRODOTTO/ TIPOLOGIE DI SUPERFICI	DESCRIZIONE PRODOTTO E AMBITO DI UTILIZZO	** DIMENSIONI MAX cm.
	 A981240284	D01-007-1 APPOGGIATESTA	(MOD.7) Foderina di prevenzione e contenimento contagio per appoggiatesta	30 x 15
	 A981240296	D01-007-2 APPOGGIATESTA	(es.: appoggiatesta carrozzina)	40 x 22
	 A981240308	D01-008-1 TAVOLINO/ VASSOIO SERVIPRANZO	(MOD.8) Foderina di prevenzione e contenimento contagio per tavolino carrozzina/vassoio servipranzo (Mod.8)	65 x 55
	 A981240310	D01-008-2 TAVOLINO/ VASSOIO SERVIPRANZO		80 x 60
	 A981240322	D01-009-1 TAVOLINO RIBALTA/FISSO	(MOD.9) Foderina di prevenzione e contenimento contagio per tavolino a ribalta/fisso (es.: tavolino sedia conference, tavolino aereo, treno, autobus, auto, ecc.)	40 x 30
	 A981240334	D01-010-1 KIT CARROZZINA	(MOD.10) Kit di prevenzione e contenimento contagio per carrozzina (comprende: D01-001-1 + D01-006-1) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Telino per carrozzina di vario genere </div> <div style="text-align: center;">  Telino per braccioli </div> </div>	VEDI DIMENSIONE COD. PRODOTTO D01-001-1 VEDI DIMENSIONI COD. PRODOTTO D01-006-1
	 A981240346	D01-011-1 KIT SEDUTA	(MOD.11) Kit di prevenzione e contenimento contagio per sedia (Mod.11) (comprende: D01-002-3 + D01-006-1) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Telino per sedia operativa, girevole, conference e sedia d'attesa </div> <div style="text-align: center;">  Telino per braccioli </div> </div>	VEDI DIMENSIONI COD. PRODOTTO D01-002-3 VEDI DIMENSIONI COD. PRODOTTO D01-006-1
	 A981240359	D01-011-2 KIT SEDUTA	(MOD.11) Kit di prevenzione e contenimento contagio per sedia (Mod.11) (comprende: D01-002-4 + D01-006-1) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Telino per sedile autobus, aereo, treno, auto, poltrona medica, direzionale. </div> <div style="text-align: center;">  Telino per braccioli </div> </div>	VEDI DIMENSIONI COD. PRODOTTO D01-002-4 VEDI DIMENSIONI COD. PRODOTTO D01-006-1

**Le dimensioni massime indicate, si riferiscono alla dimensione massima della superficie da coprire



UN'AZIENDA ITALIANA, NATA, CRESCIUTA E ALIMENTATA DALLA PASSIONE, RICERCA ED INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA POSTURA

Pro Medicare nasce nel lontano 1996 come Azienda distributrice di Dispositivi Medici per utenti diversamente abili.

Nel 2000, istituisce il suo nome attuale, dedicandosi interamente allo studio della postura in carrozzina e alla produzione di sistemi di posizionamento.

Pro Medicare muove i primi passi come pioniera nel settore, destinando il suo interesse ai casi più complessi che non disponevano di alcuna soluzione in commercio. Anno dopo anno ha allargato i suoi orizzonti e grazie al suo background, alla ricerca, ed alla continua collaborazione con utenti, clinici e care givers è in grado di conferire una corretta postura, sinonimo di benessere e comfort ad ogni paziente, complesso o meno che sia.

L'esperienza le ha permesso di conoscere tanti prodotti, di capire le necessità, le mancanze o i pregi, di arricchire le informazioni sia a livello nazionale che internazionale, quindi di creare soluzioni all'altezza del marchio Made in Italy, da sempre sinonimo di qualità.

Nel 2020 Pro Medicare ancora una volta pioniera, per intervenire nel settore della prevenzione e protezione personale e di comunità

Dispositivi Medici per la prevenzione e il contenimento del contagio da contatto con le superfici infette



“Ogni prodotto è prima Ispirazione, Arte, Emozione, e poi Lavoro, Studio, Ricerca, Dedizione...e...non importa che serva a pochi, se per quei pochi è essenziale.”

Rosaria E. Caforio

Managing Director, Inventor, Designer, Author

SecureVell

WWW.SECUREVELL.COM

FABBRICATO E DISTRIBUITO DA:



Pro Medicare srl
Via A. Montagna - Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - Italy
tel. (+39) 0831 77 78 40
fax (+39) 0831 73 07 39
info@promedicare.it
www.promedicare.eu
www.youtube.com/promedicare

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



CE

2 ANNI DI GARANZIA

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso

I contenuti di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare S.r.l. - Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato.