

leo
VIP



Comfort e **prevenzione** per chi la utilizza,
praticità per chi se ne prende cura.

promedicare.eu

Risposte reali a bisogni speciali
ProMedicare®

Poggiatesta con braccetto multiregolabile



Maniglione unico regolabile in inclinazione ed altezza



Cinghia pelvica



inserto
VIP
BACK

Sistema tensionabile a fasce



inserto
VIP
SEAT

Doppia fodera di rivestimento impermeabile, antibatterica, ignifuga e traspirante



- Distribuzione dei carichi
- Contenimento laterale
- Sospensione e scarico ischio trocanterico - coccigeo - sacrale

- Privo di hardware e scocca metallica
- Massima avvolgenza, sostegno e controllo del tronco

Angolo ginocchio ribaltabile e estraibile



Configurazione Standard

Base per Postura da Esterni

- Base per postura da esterni Leo basculante e reclinabile con pistone a gas e assetto 43 cm regolabile in profondità
- Montanti schienale regolabili in altezza ed inclinazione, abbattibili con maniglione unico regolabile in inclinazione ed altezza
- Ruotine antiribaltamento
- Freno di stazionamento a leva
- Ruote anteriori 175 mm nere
- Ruote posteriori 300 mm nere
- Unità posturale arto superiore estraibile regolabile in larghezza, altezza e profondità per kit spondina
- Unità posturale arto inferiore con angolo ginocchio 75° ribaltabile ed estraibile
- Base legno fissa con scassi per regolazione della profondità seduta

Postura

- Unità posturale bacino Inserto Seat Vip
- Unità posturale tronco Inserto Back Vip c/fasce tensionabili
- Unità posturale capo Capitis Confort mis. M con braccetti
- Cinghia pelvica con sgancio in plastica mis. M

L'elenco completo e dettagliato degli elementi e accessori e il numero di repertorio dei dispositivi standard registrati secondo la normativa vigente del Ministero della Salute (D.M. 20 febbraio 2007 e 21 dicembre 2009), è disponibile nell'ultima scheda d'ordine in vigore, consultabile sul nostro sito web.



Misura Telaio

	XS1	S	M	M1	M1*	
Telaio	Lunghezza (cm)**	71	73	83	83	83
	Larghezza (cm)**	51	54	54	57	57
	Altezza (cm)**	67	67	68	68	68
	Peso (Kg)**	14,5	15,1	15,7	16,7	16,7
	Portata	75	75	100	100	100
	Peso Base (Kg)***	19,8	20,4	21	21,7	21,7
Cuscino (lunghezza x profondità) cm	40x40 40x45	42x42 42x45	42x45 42x50	45x45 45x50	48x48 48x50	
Schienale (larghezza x altezza) cm	40x45	42x45	42x45 42x50	45x45 45x50	48x50	

* con distanziali spondina da 1,5 cm per lato.

** Peso e dimensione di ingombro della base con montanti (fissi) abbassati, poggiamambe e ruote posteriori disinseriti.

*** Peso base con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard.



Prodotto e distribuito da:



Pro Medicare srl
Via A. Montagna - Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (Br) - Italy
tel. (+39) 0831 77 78 40
fax (+39) 0831 73 07 39

info@promedicare.it
www.promedicare.eu
f ProMedicareIt
@_promedicare_
v promedicare



**2 ANNI DI
GARANZIA**



AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso. I contenuti, la forma, la creazione, l'ingegno, l'immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare srl. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione e/o copia esplicita e non, potranno essere perseguite.

