

Ordine  Preventivo

| Dati di fatturazione   | Dati di spedizione  |
|--|---|
| Ragione Sociale: _____<br>Data di consegna richiesta: ___ / ___ / ____<br>Indirizzo per la consegna: _____<br>C.A.P.: _____ Città: _____<br>Tel.: _____ Fax: _____<br>N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___ / ___ / ____ | Spedire a: _____<br>_____<br><p style="text-align: center;"><b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b></p> |

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1<sup>a</sup> messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti di **serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

*Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.*

## Costo sezione A "BASE PER POSTURA DA ESTERNI" + sezione B "POSTURA"

*(include le rispettive configurazioni standard)*

### SEZIONE A. "BASE PER POSTURA DA ESTERNI" (configurazione standard)

- Base per postura da esterni Leo basculante e reclinabile con pistone a gas e assetto 43 cm regolabile in profondità [N° Registr. Ministero 2497019]
- Montanti schienale regolabili in altezza ed inclinazione, abbattibili con maniglione unico regolabile in inclinazione
- Ruotine antiribaltamento
- Freno di stazionamento a leva
- Ruote anteriori 175 mm nere
- Ruote posteriori 300 mm nere
- Unità posturale arto superiore estraibile regolabile in larghezza, altezza e profondità per kit spondina [N° Registr. Ministero 2497028]
- Unità posturale arto inferiore con angolo ginocchio 75° ribaltabile [N° Registr. Ministero 2351568]
- Base legno fissa con scassi per regolazione della profondità seduta



### SEZIONE B. "POSTURA" (configurazione standard)

- Unità posturale bacino Inserto Seat Vip [N° Registr. Ministero 2490450]
- Unità posturale tronco Inserto Back Vip c/fasce tensionabili [N° Registr. Ministero 2490469]
- Unità posturale capo Capitis Confort mis. M con braccetti [N° Registr. Ministero 2497060]
- Cinghia pelvica con sgancio in plastica mis. M [N° Registr. Ministero 47086]







### SCELTA MISURE (indicare la scelta)

| Cuscino<br>(larghezza x profondità) cm                  | Schienale<br>(larghezza x altezza) cm                   | Misura base | Quantità |
|---|---|-------------|----------|
| <input type="radio"/> 40x40 <input type="radio"/> 40x45 | 40x45   | <b>XS1</b>  |          |
| <input type="radio"/> 42x42 <input type="radio"/> 42x45 | 42x45   | <b>S</b>    |          |
| <input type="radio"/> 42x45 <input type="radio"/> 42x50 | <input type="radio"/> 42x45 <input type="radio"/> 42x50 | <b>M</b>    |          |
| <input type="radio"/> 45x45 <input type="radio"/> 45x50 | <input type="radio"/> 45x45 <input type="radio"/> 45x50 | <b>M1</b>   |          |
| <input type="radio"/> 48x48 <input type="radio"/> 48x50 | 48x50   | <b>M1*</b>  |          |

\*con distanziali spondina da 1,5 cm per lato

**Nelle pagine seguenti è possibile scegliere componenti diversi da quelli presenti in configurazione standard ed aggiungere eventuali accessori**

= Optional senza sovrapprezzo     = Optional con sovrapprezzo

| <b>Ruote Anteriori</b>   |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
|--|-------------------------------|---|---|---|--|-----------------|-----------------------------|--|---------------|----|----|-------|-------|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> 150mm (6") piene nere  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <b>Ruote Posteriori</b>  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno di stazionamento a leva( <i>solo assetto 45 cm</i> )   |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo( <i>solo assetto 45 cm</i> )   |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva( <i>solo assetto 45 cm</i> )                           |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 500mm (20") piene <i>colore grigio</i> senza corrimano con freno di stazionamento a leva  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> corrimano per ruote da 500mm (20")  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva                                  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <b>Angolo ginocchio</b>  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
|  <p><b>90° ribaltabile</b></p> <p><input type="radio"/> Dx <input type="radio"/> Sx</p> |                               |   |  <p><b>Verticale elevabile e telescopico</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx</p> |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <b>Poggiapiedi</b>   |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="radio"/> Pedana unica<br><i>[N° Registr. Ministero 2351568 variante]</i>  |                               | <input type="checkbox"/> Imbottitura pedane separate                                  |   |   | <input type="checkbox"/> Imbottitura pedana unica  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <b>Poggiagambe</b>   |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Separato<br><i>[N° Registr. Ministero 94967]</i>   |                               | <input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Unico<br><i>[N° Registr. Ministero 94967]</i> |   |   | <input type="checkbox"/> Fascia poggiapolpacci imbottita<br><i>[N° Registr. Ministero 1854352]</i> |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <b>Unità posturali arto superiore</b> <i>[N° Registr. Ministero 2497028 varianti]</i>  |                               |   |   |   |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare piatto</b> ② ( <i>solo pad</i> )<br><input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare piatto completo di staffe</b>              |                               |   |   | <input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno</b> ② ( <i>solo pad</i> )<br><input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno completo di staffe</b>                       |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
|   |                               | cm  | S   | M   | L  | W <sub>dx</sub> | W <sub>sx</sub>             |  |               | cm | S  | M     | L     | W <sub>dx</sub> | W <sub>sx</sub> |
| H  |                               | 10  | 10  | 12  | .....  | .....           | H                           |  | 10            | 10 | 12 | ..... | ..... |                 |                 |
| L  |                               | 25  | 30  | 35  | .....  | .....           | L                           |  | 25            | 30 | 35 | ..... | ..... |                 |                 |
| <b>Lato</b>  | <b>Misura</b>                 |   |   |   |  |                 |                             | <b>Lato</b>  | <b>Misura</b> |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> dx  |                               |   |   |   |  |                 |                             | <input type="checkbox"/> dx  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> Sx  |                               |   |   |   |  |                 |                             | <input type="checkbox"/> Sx  |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato piatto</b> ② ( <i>solo pad</i> )<br><input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato piatto completo di staffe</b>            |                               |   |   | <input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno</b> ② ( <i>solo pad</i> )<br><input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno completo di staffe</b> |  |                 |                             |  |               |    |    |       |       |                 |                 |
|   |                               | cm  | S   | M   | L  | W <sub>dx</sub> | W <sub>sx</sub>             |  |               | cm | S  | M     | L     | W <sub>dx</sub> | W <sub>sx</sub> |
| H  |                               | 10  | 10  | 12  | .....  | .....           | H                           |  | 10            | 10 | 12 | ..... | ..... |                 |                 |
| L  |                               | 35  | 40  | 48  | .....  | .....           | L                           |  | 35            | 40 | 48 | ..... | ..... |                 |                 |
| M  |                               | 15  | 17  | 17  | .....  | .....           | M                           |  | 15            | 17 | 17 | ..... | ..... |                 |                 |
| <b>Lato</b>  | <b>Tipologia appoggio</b>     | <b>Misura</b>   |   |   |  |                 | <b>Lato</b>                 | <b>Tipologia appoggio</b>  | <b>Misura</b> |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> dx  | <input type="radio"/> palmare |   |   |   |  |                 | <input type="checkbox"/> dx | <input type="radio"/> palmare  |               |    |    |       |       |                 |                 |
|  | <input type="radio"/> gomito  |   |   |   |  |                 |                             | <input type="radio"/> gomito   |               |    |    |       |       |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> Sx  | <input type="radio"/> palmare |   |   |   |  |                 | <input type="checkbox"/> Sx | <input type="radio"/> palmare  |               |    |    |       |       |                 |                 |
|  | <input type="radio"/> gomito  |   |   |   |  |                 |                             | <input type="radio"/> gomito   |               |    |    |       |       |                 |                 |

| <b>Unità posturale Capo</b>   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Unità posturale capo Capitis Confort mis. G [N° Registr. Ministero 2497060]  |  |
| <input type="checkbox"/> Coppia di leve a serraggio per regolazione angolo poggiatesta  |  |
| <b>Elementi di fissaggio</b>  |  |
| <input type="checkbox"/> Cinghia pelvica con sgancio in plastica mis. L [N° Registr. Ministero 52306]   |  |
| <input type="checkbox"/> mis. M [N° Registr. Ministero 47148]   |  |
| <input type="checkbox"/> mis. L [N° Registr. Ministero 47150]   |  |
| Bretellaggio a farfalla elastico  |  |
| <b>Base respiratore/ventilatore polmonare in legno rivestita in similpelle nera</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> con ingombri massimi del respiratore pari a Largh.: 25 cm; Lungh.: 30 cm; Alt.: 10 cm  |  |
| <input type="checkbox"/> con ingombri massimi del respiratore superiori a 25x30x10cm  |  |
| in tal caso riportare: Larghezza _____; Lunghezza _____; Altezza _____; NOTE _____  |  |
| <b>N.B.:</b> Pro Medicare S.r.l. si riserva di verificare la compatibilità con la carrozzina; respiratori con dimensioni ingombranti possono comportare una variazione del valore del basculamento e/o reclinazione |  |
| <b>Tavolino</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare ribaltabile [N° Registr. Ministero 72831]   |  |
| <input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare estraibile [N° Registr. Ministero 72831]  |  |
| <input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare estraibile c/doppio HW [N° Registr. Ministero 2497038]  |  |
| <input type="checkbox"/> Imbottitura per tavolino in similpelle nera  |  |
| <input type="checkbox"/> Imbottitura spondina   |  |
| <input type="checkbox"/> Coppia di distanziali per spondine da 1,5cm per lato   |  |
| <input type="checkbox"/> Asta porta flebo   |  |

| <b>DIMENSIONI CARATTERISTICHE BASE</b>  |  |       |       |       |    |
|---|--|-------|-------|-------|----|
| Misura  | XS1  | S     | M     | M1    |    |
| Portata (kg)  | 75   | 75    | 100   | 100   |    |
| Peso base* (kg)   | 19,8   | 20,4  | 21    | 21,7  |    |
| *Peso base con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard   |  |       |       |       |    |
| <b>Peso e dimensione di ingombro (cm) della base con montanti (fissi) abbassati, poggiambracci e ruote posteriori disinseriti</b>   |  |       |       |       |    |
| Misura  | XS1  | S     | M     | M1    |    |
| Lunghezza   | 71   | 73    | 83    | 83    |    |
| Larghezza   | 51   | 54    | 54    | 57    |    |
| Altezza   | 67   | 67    | 68    | 68    |    |
| Peso (kg)   | 14,5   | 15,1  | 15,7  | 16,7  |    |
| <b>N.B.:</b> Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard  |  |       |       |       |    |
| <b>Larghezza (cm)</b>   |  |       |       |       |    |
| Misura  | XS1  | S     | M     | M1    |    |
| ruota 300mm   | standard   | 56    | 59    | 59    | 62 |
|   | c/freno a tamburo  | 57    | 60    | 60    | 63 |
| ruota 400/500mm   | standard   | 58    | 61    | 61    | 64 |
|   | c/freno a tamburo  | 61    | 64    | 64    | 67 |
| Raggio di inversione (cm)   | 75   | 75    | 78    | 78    |    |
| Q*(min-max) altezza da tubo sedile a pedana (cm)  | 28-36  | 28-36 | 32-40 | 32-40 |    |
| H** altezza tubo sedile da terra (cm)   | 43 con ruote posteriore di 300mm/500mm e anteriore 150mm/175mm<br>45 con ruota posteriore da 400mm e anteriore 150mm/175mm |       |       |       |    |
| Pendenza massima  | 7°   |       |       |       |    |
| <b>N.B.:</b> *il valore Q, riferito con tubo poggiambraccio a 90°, può essere aumentato di 5-7cm con utilizzo di tubo a 75°<br>**il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; la BASE verrà consegnata con H=43cm |  |       |       |       |    |

